

Preemie: OFC 26-32 cm (10-13 in.)

Instructions for use:

1. Disconnect the Velcro.
2. Position the eye pads over the eyes.
3. Pass the lower strap under the small of the neck and attach velcro.
4. Secure the Velcro of both straps and position the EyeMax2™ as shown.
5. Make sure the strap completely covers the ears.
6. If the eye patch rides up away from the nose, tighten the lower strap.

Catalog # R300P01 **Regular**: occipital-frontal circumference **33-38** cm in packs of 20.
 Catalog # R300P02 **Preemie**: occipital-frontal circumference **26-32** cm in packs of 20.
 Catalog # R300P03 **Micro**: occipital-frontal circumference **20-25** cm in packs of 20.




Single Patient Use Only
Non-Sterile, Latex-Free

Preemie : Tour de tête 26-32 cm (10-13 pouces)

Mode d'emploi :

1. Détacher les bandes Velcro.
2. Placer les coussinets oculaires sur les yeux.
3. Faire passer la bride inférieure sur la nuque de l'enfant et la fixer à l'aide du Velcro. Passer la bride supérieure à l'arrière de la tête et la fixer à l'aide du Velcro.
4. Vérifier la bonne fixation des Velcro. Les lunettes doivent être positionnées comme illustré.
5. S'assurer que les brides recouvrent complètement les oreilles.
6. Si les lunettes remontent sur le nez, serrer la bride inférieure.

Réf. R300P01 **Regular** : diamètre fronto-occipital **33-38** cm en kits de 20.
 Réf. R300P02 **Preemie** : diamètre fronto-occipital **26-32** cm en kits de 20.
 Réf. R300P03 **Micro** : diamètre fronto-occipital **20-25** cm en kits de 20.




Patient unique
Non stérile, sans latex

Preemie: OFC 26-32 cm

Gebrauchsanleitung:

1. Lösen Sie den Klettverschluss.
2. Positionieren Sie die Augenpolster über den Augen.
3. Legen Sie den unteren Riemen um den Nacken und befestigen Sie den Klettverschluss.
4. Befestigen Sie den Klettverschluss beider Riemen und positionieren Sie die EyeMax2™-Brille wie dargestellt.
5. Achten Sie darauf, dass der Riemen die Ohren vollständig bedeckt.
6. Wenn die Augenklappe nach oben rutscht, ziehen Sie den unteren Riemen fester an.

Katalognr R300P01 **Regular**: Hinterkopf-Stirn-Umfang **33-38** cm in 20-Stück-Packungen.
 Katalognr R300P02 **Preemie**: Hinterkopf-Stirn-Umfang **26-32** cm in 20-Stück-Packungen.
 Katalognr R300P03 **Micro**: Hinterkopf-Stirn-Umfang **20-25** cm in 20-Stück-Packungen.



Nur für einen Patienten verwenden
Nicht steril, latexfrei

Precautions:

- ⚠ **Caution:** Do not tug on the EyeMax™ to reposition it.
 A premature infant's skin is very delicate and can easily rupture.
- ⚠ **Caution:** Avoid obstructing the nose. Check regularly to ensure the EyeMax™ is not blocking the patient's airway.
- ⚠ **Caution:** The EyeMax™ is not a bandage. Cover any existing skin abrasions with appropriate bandages before use.
- ⚠ **Caution:** Do not over tighten – causing excessive pressure on the eyes.
- ⚠ **Caution:** Make sure the strap is covering the ear, not hooked over the ear, and that the ear is not folded over.
- ⚠ **Caution:** Replace the EyeMax™ with a new one if it becomes over-stretched.

Précautions d'emploi :

- ⚠ **Mise en garde :** Ne pas tirer brutalement sur l'EyeMax™ pour le repositionner.
 La peau d'un enfant prématuré est très fragile et risque de subir des lésions.
- ⚠ **Mise en garde :** Ne pas obstruer le nez. Vérifier régulièrement que l'EyeMax™ n'obstrue pas les voies respiratoires du patient.
- ⚠ **Mise en garde :** Ne pas trop serrer afin de ne pas appliquer une pression excessive sur les yeux.
- ⚠ **Mise en garde :** L'EyeMax™ ne doit pas servir de bandage. Recouvrir toute lésion cutanée avec des bandages appropriés avant utilisation.
- ⚠ **Mise en garde :** S'assurer que les brides recouvrent les oreilles, ne sont pas placées au dessus et que les Oreilles de l'enfant ne sont pas repliées dessous.
- ⚠ **Mise en garde :** Remplacer l'EyeMax™ par un nouveau s'il se détend.

Vorsichtsmaßnahmen:

- ⚠ **Achtung:** Nicht an der EyeMax™-Brille ziehen, um sie zu verschieben.
 Die Haut eines Kleinkinds ist sehr empfindlich und kann leicht reißen.
- ⚠ **Achtung:** Nicht die Nase blockieren. Kontrollieren Sie regelmäßig den Sitz der EyeMax™-Brille, um sicherzustellen, dass sie nicht die Atemwege blockiert.
- ⚠ **Achtung:** Nicht zu fest anziehen, um nicht zu viel Druck auf die Augen auszuüben.
- ⚠ **Achtung:** Die EyeMax™-Brille ist kein Verband. Decken Sie vor dem Gebrauch etwaige Hautabschürfungen mit einem geeigneten Verband ab.
- ⚠ **Achtung:** Achten Sie darauf, dass der Riemen das Ohr bedeckt, nicht am Ohr verhakt ist, und dass das Ohr nicht umgebogen ist.
- ⚠ **Achtung:** Ersetzen Sie die EyeMax™-Brille durch eine neue, wenn sie ausgeleiert ist.